

SWISS DUOCLAST®

→ RADIAL & FOKUSSIERT,
DIE ULTIMATIVE STOSSWELLENTHERAPIE



EMS+

SWISS DUOCLAST®

› Immer die richtige Technologie zur Hand. Für oberflächliche bis zu 3cm tiefe und breitflächige Behandlungen die radiale ESWT. Für bis zu 4cm tiefe und punktuelle Behandlungen die fokussierte ESWT von EMS.



SWISS DOLORCLAST® "CLASSIC"

→ OBERFLÄCHLICHE INDIKATIONEN

RADIAL
ESWT



PNEUMATISCHE-GENERATION

› Druckluft beschleunigt ein Projektil, das mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 90 km/h) auf einen fixierten Applikator trifft. Die kinetische Energie wird in eine Stosswelle umgewandelt, die durch die Haut auf das Zielgewebe einwirkt.

SWISS PIEZOCLAST®

→ TIEFLIEGENDE INDIKATIONEN

FOCUSED
ESWT



PIEZOELEKTRISCHE-GENERATION

› An 1000 schüsselförmig angeordnete piezoelektrische Kristalle wird eine hohe elektrische Spannung angelegt. Dadurch werden 1000 Druckwellen erzeugt, die aufgrund der Anordnung der piezoelektrischen Kristalle eine Stosswelle bilden.

EMS-DOLORCLAST.COM

Weitere Informationen unter: welcome@ems-ch.com

"I FEEL
GOOD"