

Product Datenblatt

Pulson 100

Das Pulson 100, ein Ultraschallgerät.

Das Gymna Pulson 100 ist ein benutzerfreundliches, tragbares Gerät mit allen Grundfunktionen. Ausgestattet mit Multifrequenz-Ultraschall Köpfe und Drucktasten für alle Funktionen.



Artikelnummer: 320.200

Charakteristik

- Ultraschall:
 - Multi-Schallkopf (1 und 3 MHz), 4 cm²
 - Ultrashallkopf mit Konnektor
 - 1 Ultraschall Ausgangsanschlüsse
 - Kontinuierlicher und pulsierender Modus(10,20,30,40,50,100%)
 - Visuelle und Akustische kontakt steuerung
- Funktionalitäten:
 - Indikationen: 23
 - Freie mode: 1

Technische Daten

Netzspannung : 100-240-VAC, 50/60 Hz +/- 10%
Maximale Leistung, in Betrieb : 29 VA
Abmessungen (B x H x T) : 268 x 124 x 295 mm
Gewicht : c.a 3,150 kg
Sicherheitsklasse : Class I
Isolierung : Type BF
MDD Klassifizierung : IIa
Richtlinien : Konformität mit den Richtlinien MDD 93/42/EWG

Standardzubehör

- 100 689 Netzkabel gerade - EU Stecker
- 336 589 Multi-Schallkopf 4cm² 1&3MHz Ub4m
- 341 088 Contactgel, 500 ml
- 117 277 Fotoserie US Handhabung
- 336 787 Leaflet A5 Programmnummern plastifiziert

Anleitung

- 323 011 Sicherheitsaspekte Gymna
- 331 958 Gebrauchtsanleitung Pulson 100 -E
- 376 126 Bedienungsanleitung-CD Gymna Serien

Optionales Zubehör

- 336 578 Multi-Schallkopf 1cm² 1&3MHz Ub1m
- 302 955 Tragetasche für 200-er Serie
- 341 099 Contactgel 5L
- 341 121 Pumpe 5L
- 320 804 Gymna Mobile - Gerätewagen

Therapien	
Ultraschalltherapie (1 & 3 MHz)	■
Benutzeroberfläche	
LCD für alle Parameter	■
Drucktasten für die wichtigsten Funktionen	■
Indications leaflet	■
Ultraschalltherapie	
Hybrider Behandlungskopf 4 cm ² (1&3 MHz, multifrequent)	■
Hybrider Behandlungskopf 1 cm ² (1&3 MHz, multifrequent)	○
Visuelle und akustische Kontaktsteuerung	■

■ = Standard

○ = Option