

SWISS DOLORCLAST® smart20


→ MACHT DIE RADIALE STOSSWELLE NOCH SMARTER



EMS+

SWISS DOLORCLAST® smart20

> Behandeln Sie Erkrankungen und Schmerzen des Bewegungsapparates und der Haut schnell und effektiv mit der radialen ESWT von EMS.



**RADIALE
ESWT**



EFFEKTIV →

- > Klinisch nachgewiesene Energieleistung:
 - Evo Blue® Handstück für konstante Energieflussdichte
 - Power+ Handstück für max. Energieflussdichte

EINFACH →

- > Einfache, schnelle Einstellungen, max. Leistung

ÖKONOMISCH →

- > Schnelles Return-on-Investment für Ihre Praxis

PRODUKTREFERENZ

FT-226

TECHNOLOGIE

Radial ESWT Pneumatisch mit externem Kompressor

POSITIVE ENERGIEDICHTE (ED+)

Evo Blue® Handstück: 0.18mJ/mm² - Power+ Handstück: 0.4mJ/mm²

KAVITATIONSGRAD

Steigt mit höherem Druck / Energieflussdichte

FREQUENZ

Bis 20 Hz

KLINISCHE STUDIEN

26 randomisierte Studien - Über 125 Publikationen

STANDARDKONFIGURATION

Swiss DolorClast® Smart20 Steuereinheit, Evo Blue® Handstück, Kontaktgel, Cart & externer Kompressor

EMS-MEDICAL.COM

Weitere Informationen unter: welcome@ems-ch.com

**"I FEEL
GOOD"**